


CybGENE High Fidelity Earplugs User Manual

Please read this user manual carefully before using the CybGENE SA-3-1 high fidelity earplugs.

Safety Precautions

1. Please keep the earplugs away from children, for they might get chocked.
2. Please do an allergy test (whether you are allergic to Latex or not) before using the fidelity earplugs. If you are having any allergic reactions, STOP using the earplugs.
3. To achieve the better level of attenuation hearing protection, the earplugs should be worn properly and sealed with your ear canals completely.

Know your SA-3-1 high fidelity earplugs



How to wear and remove your SA-3-1 high fidelity earplugs

1. Please choose the suitable shells and install them with attenuation filters.
2. Please grip the pull tab and gently push the earplugs into your ear canals until they are sealed and adjust them to a comfortable level for wearing.

3. Please grip the pull tab and gently pull the earplugs away from your ear canals.

How to clean and store your SA-3-1 high fidelity earplugs

1. Please use a damp soapy cloth to clean the shell after each use.
2. Don not clean the earplugs with any abrasive or alcohol.
3. Please keep the earplugs out of direct sunlight, and store them in the bottle provided.

Support

We provide 30 days money back guarantee, 12 months exchange & lifetime support for every customer. Should you have any questions or you need any help, please visit www.cybgene.net or email us at support@cybgene.net.


CybGENE High Fidelity Ohrstöpsel Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die High Fidelity Ohrstöpsel CybGENE SA-3-1 verwenden.

Sicherheitsvorkehrungen

1. Bitte halten Sie die Ohrstöpsel von Kindern fern, um Erstickten zu verhindern.
2. Bitte führen Sie einen Allergietest durch (ob Sie allergisch gegen Latex sind oder nicht), bevor Sie die HiFi Ohrstöpsel verwenden. Wenn Sie allergische Reaktionen bekommen, HÖREN SIE AUF die Ohrstöpsel zu verwenden.
3. Um einen besseren Dämpfungsschutz zu erzielen, sollten die Ohrstöpsel ordnungsgemäß getragen und mit den Gehörgängen vollständig abgeschlossen sein.

Lernen Sie Ihre SA-3-1 High Fidelity Ohrstöpsel kennen



Wie Sie Ihre SA-3-1 High Fidelity Ohrstöpsel tragen und entfernen

1. Bitte wählen Sie die passenden Schalen und stecken Sie

diese auf die DämpfungsfILTER.

2. Bitte greifen Sie die Zieh-Lasche und schieben Sie die Ohrstöpsel sanft in die Gehörgänge, bis sie versiegelt sind, und stellen Sie sie auf ein angenehmes Tragegefühl ein.
3. Bitte halten Sie die Zieh-Lasche fest und ziehen Sie die Ohrstöpsel vorsichtig aus den Gehörgängen.

Wie Sie Ihre SA-3-1 High Fidelity Ohrstöpsel reinigen und aufbewahren

1. Bitte verwenden Sie ein feuchtes, seifiges Tuch, um die Schale nach jedem Gebrauch zu reinigen.
2. Reinigen Sie die Ohrstöpsel nicht mit Scheuermitteln oder Alkohol.
3. Halten Sie die Ohrstöpsel von direkter Sonneneinstrahlung fern und bewahren Sie diese in der mitgelieferten Flasche auf.

Kundendienst

Wir bieten 30 Tage Geld-zurück-Garantie, 12 Monate Austausch und lebenslangen Kundendienst für jeden Kunden. Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe brauchen, besuchen Sie bitte www.cybgene.net oder senden Sie uns eine E-Mail an support@cybgene.net.


Manuel d'utilisation des bouchons d'oreilles haute-fidélité CybGENE

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser les bouchons haute-fidélité SA-3-1 de CybGENE.

Précaution de sécurité

1. Gardez les bouchons d'oreille loin des enfants, car ils pourraient s'étouffer.
2. Faites un test d'allergie (si vous êtes allergique au Latex ou non) avant d'utiliser les bouchons. Si vous avez des réactions allergiques, arrêtez d'utiliser les bouchons.
3. Pour atteindre le meilleur niveau d'atténuation auditive, les bouchons doivent être portés correctement et parfaitement avec vos conduits auditifs.

Connaissez vos bouchons d'oreilles haute-fidélité SA-3-1



Comment mettre et enlever vos bouchons d'oreilles haute-fidélité SA-3-1

1. Choisissez les coquilles adaptés et installez-les avec leurs filtres d'atténuation.

2. Saisissez la tirette et enfoncez doucement les bouchons dans l'oreille jusqu'à ce qu'ils soient bien scellés et ajustez-les à un niveau confortable pour être porté.
3. Saisissez la tirette et tirez délicatement les bouchons d'oreille des canaux de l'oreille.

Comment nettoyer et stocker vos bouchons d'oreilles haute-fidélité SA-3-1

1. Veuillez utiliser un chiffon humide savonneux pour nettoyer la coque après chaque utilisation.
2. Ne pas nettoyer les bouchons avec de l'abrasif ou de l'alcool.
3. Si il vous plaît garder les bouchons à l'abri du soleil et les stocker dans le flacon fourni.

Aide

Garantie de remboursement de 30 jours, échange dans les 12 mois et support à vie Si vous avez besoin de plus de renseignements ou d'une aide, s'il vous plaît visitez notre site www.cybgene.net ou envoyez-nous un email à support@cybgene.net.


CybGENE Tappi per Orecchie Alta Fedeltà – Manuale Utente

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di usare CybGENE SA-3-1 tappi per orecchie ad alta fedeltà.

Precauzioni di Sicurezza

1. Si prega di tenere i tappi lontano dai bambini, poiché potrebbero soffocare.
2. Si prega di eseguire un test allergia (se siete allergici al lattice o no) prima di usare i tappi per orecchie. Se si verificano reazioni allergiche, INTERROMPETE l'uso dei tappi.
3. Per tenere un miglior livello di attenuazione per la protezione dell'udito, i tappi devono essere indossati in maniera adeguata e sigillati completamente nel canale auricolare.

Conoscere i vostri tappi ad alta fedeltà SA-3-1



Come indossare e rimuovere i tappi ad alta fedeltà SA-3-1

1. Si prega di scegliere il volo più adatto ed installarlo con i filtri di attenuazione.
2. Afferrare la linguetta e premere delicatamente il tappo nel

canale auricolare finché non sarà sigillato e regolarli fino ad ottenere un livello di comodità adeguato.

3. Afferrare la linguetta ed estrarre delicatamente i tappi dal canale auricolare.

Come pulire e conservare i tappi ad alta fedeltà SA-3-1

1. Usare un panno assaporato umido per pulire l'involucro dopo ogni uso.
 2. Non pulire i tappi con sostanze abrasive o alcol.
- Tenere i tappi lontani dalla luce solare diretta, e conservarli nella confezione fornita.

Supporto

Forniamo una garanzia soddisfatti rimborsati di 30 giorni, una garanzia di scambio 12 mesi & supporto a vita ad ogni cliente. Se avete qualche domanda o se avete bisogno di supporto, visitate www.cybgene.net mandaci una e-mail all'indirizzo support@cybgene.net.


Manual de los Tapones para Oídos de Alta Fidelidad CybGENE

Lea este manual de usuario antes de utilizar los tapones para oído de alta fidelidad SA-3-1 de CybGENE

Precauciones de Seguridad

1. Mantenga los tapones para los oídos lejos de los niños, ya que representan peligro de asfixia.
2. Haga una prueba de alergias (para verificar si es alérgico al látex o no) antes de utilizar los tapones de alta fidelidad. Si presenta alguna reacción alérgica, DETENGA el uso de los tapones para oídos.
3. Para lograr el mejor nivel de protección auditiva de atenuación y protección auditiva, los tapones para los oídos deben ser utilizados correctamente y sellarse por completo en el canal auditivo.

Conozca sus tapones para los oídos de alta fidelidad SA-3-1



Cómo usar y quitar los tapones para los oídos de alta fidelidad SA-3-1

1. Seleccione los protectores adecuados e inserte los filtros de atenuación.

2. Sostenga la lengüeta de extracción y empuje suavemente los tapones en sus conductos auditivos externos hasta que estén sellados, ajústelos a un nivel en el que se sienta cómodo usándolos.
3. Sujete la lengüeta de extracción y tire suavemente de los tapones para sacarlos de los conductos auditivos.

Cómo limpiar y almacenar sus tapones para los oídos de alta fidelidad SA-3-1

1. Utilice un paño húmedo y con jabón para limpiar el protector después de cada uso.
2. No limpie los tapones para los oídos con ningún tipo de sustancia abrasiva o alcohol.
3. Mantenga los tapones para los oídos fuera de la luz solar directa y guárdelos en el envase que se proporciona.

Soporte

Ofrecemos una garantía de devolución de dinero de 30 días, 12 meses para intercambio, y soporte vitalicio para cada cliente. En caso de que tenga alguna pregunta o necesite ayuda, por favor visite www.cybgene.net o envíe un email a support@cybgene.net.